


Phospho-Ppig-S376 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q13427

Artikelnummer: CM0000953



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchenantikörper gegen an S376 phosphoryliertes PPIG, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Spleißregulation und Phosphosignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PPIG-S376 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYP; SRCyp; SCAF10; CARS-Cyp; Phospho-PPIG-S376
Spezies	Mensch
Gen-ID	9360
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S376 des menschlichen PPIG (NP_004783.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13427
Proteinmasse	89 kDa
Versand	Eisbeutel