


Phospho-Ppp1Ca-T320 Rabbit Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Artikelnummer: CM0001782



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PPP1CA (phosphoryliert bei T320). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von PP1-Signalgebung, Zellteilung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PPP1CA-T320 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5499
GenID	5499
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T320 von menschlichem PPP1CA (NP_002699.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62136
Proteingewicht	32kDa/37kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel