


Phospho-Ppp1R12A-S668 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14974

Artikelnummer: CM0000885



Einführung

Phospho-PPP1R12A (MYPT1) S668 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt an Serin 668 phosphoryliertes PPP1R12A bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Myosin-Phosphatase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PPP1R12A-S668 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S668
Spezies	Mensch
Gen-ID	4659
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14974
Proteinmasse	115 kDa
Versand	Eisbeutel