


Phospho-Ppp1R12A/Ppp1R12B/Ppp1R12C (Thr696) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14974 / O60237 / Q9Bzl4

Artikelnummer: CM0001338



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Thr696 der regulatorischen Untereinheiten der humanen Myosin-Phosphatase PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C. Validiert für Western Blot und ELISA in humanen Proben. Ideal für die Erforschung von Zellsignalwegen und dem Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C-T696 Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4659/4660/54776
GeneID	4659/4660/54776
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um die Position T696 von humanem PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C (basierend auf PPP1R12A NP_002471.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14974 / O60237 / Q9BZL4
Versand	Eisbeutel