


Phospho-Prkcq-S676 Kaninchen Pab - Q04759

Artikelnummer: CM0001811



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen PRKCQ (S676). Validiert für den WB- und ELISA-Nachweis von humanem phosphoryliertem PRKCQ, einer Schlüsselkinase in der T-Zell-Signalübertragung, Entzündung und Thrombozytenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PRKCQ-S676 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-S676
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	5588
Gen-ID	5588
Immunogen	Synthetisches Peptid, das die Umgebung von S676 des humanen PRKCQ entspricht (phospho-spezifisch)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q04759
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel