


Phospho-Prkcq-T538 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04759

Artikelnummer: CM0001688



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von humanem PRKCQ, das an Thr538 phosphoryliert ist. Dieser für WB und ELISA validierte Antikörper zielt auf die Proteinkinase C theta ab, eine Schlüsselkinase in der T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung, der NF-kB-Aktivierung und der Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Kernproduktspezifikationen	
Produktname	Phospho-PRKCQ-T538 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-T538
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5588
Gen-ID	5588
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T538 von humanem PRKCQ (NP_006248.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q04759
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eistasche