


Phospho-Prmt4/Carm1 (Ser228) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86X55

Artikelnummer: CM0001277



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper, der Phospho-CARM1 (Ser228) erkennt, für WB und ELISA. Erkennt humanes CARM1 (~66 kDa). Geeignet für Studien zu transkriptioneller Koaktivierung, RNA-Verarbeitung und Krebssignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PRMT4/CARM1-S228 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PRMT4; Phospho-PRMT4/CARM1-S228
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10498
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86X55
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel