

Phospho-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2-Y340 Kaninchen Pab Für Wb Und Elisa - Q15700

Artikelnummer: CM0000901



Einführung

Phospho-PSD93/DLG2-Y340 Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB, ELISA. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. Erkennt das postsynaptische Gerüstprotein Chapsyn-110/PSD-93, das an der NMDA-Rezeptor-Signalübertragung und der Wahrnehmung chronischer Schmerzen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1740
Gen-ID	1740
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y340 von humanem PSD93/chapsyn-110/DLG2 (NP_001355.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15700
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eistasche