


Phospho-Rac1/2/3-S71 Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - P63000/P15153/P60763

Artikelnummer: CM0001411



Einführung

Phospho-Rac1/2/3-S71 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt Rac1/2/3, phosphoryliert an S71, bei Mensch und Ratte, 21 kDa. Unverzichtbar für die Untersuchung von Zellmigration, Adhäsion und NADPH-Oxidase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Rac1/2/3-S71 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Phospho-Rac1/2/3-S71
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5879/5880/5881
GenID	5879/5880/5881
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S71 von menschlichem RAC1 (NP_008839.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P63000/P15153/P60763
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel