

Phospho-Rac1/Cdc42-S71 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - P60953 / P63000

Artikelnummer: CM0001329



Einführung

Phospho-Rac1/Cdc42-S71 Kaninchen-mAk, entwickelt für WB und ELISA, detektiert spezifisch phosphoryliertes Rac1/Cdc42 in humanen Proben. Ideal für die Signalwegforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Rac1/Cdc42-S71 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	CDC42Hs; G25K; TKS; Phospho-Rac1/Cdc42-S71
Spezies	Human
GeneID (human)	998/5879
GeneID	998/5879
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S71 von humanem Rac1/Cdc42 (P60953/P63000)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P60953/P63000
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel