

Phospho-Raptor-Ser792 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N122

Artikelnummer: CM0000746



Einführung

Phospho-Raptor-Ser792 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes RPTOR, eine regulatorische Komponente des mTORC1-Komplexes, die für Nährstoffsensorik und Zellwachstums-Signalwege essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Raptor-Ser792 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	KOG1; Mip1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57521
Gen-ID	57521
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N122
Proteinmasse	149 kDa
Versand	Eisbeutel