


Phospho-Rb-S608 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0000794



Einführung

Phospho-RB-S608 Kaninchen pAb detektiert phosphoryliertes RB1 an Ser608 in humanen Proben. Validiert für WB und ELISA, zielt dieser Antikörper auf den wichtigsten Zellzyklusregulator und Tumorsuppressor Retinoblastomprotein ab. Ideal für Krebs- und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RB-S608 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S608
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5925
Gen-ID	5925
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S608 des menschlichen RB (NP_000312.2))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06400
Proteinmasse	106kDa
Versand	Eisbeutel