


Phospho-Rb-S811 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0000473



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchenantikörper gegen humanes, an Serin 811 phosphoryliertes RB, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zu Zellzyklusregulation, Tumorsuppression und E2F-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RB-S811 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S811
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5925
GeneID	5925
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S811 des humanen RB (NP_000312.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06400
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eispackung