

Phospho-Relb-S573 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01201

Artikelnummer: CM0000618



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen phosphoryliertes RELB an S573. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Untersuchung von NF-κB-Signalwegen, Immunzellfunktion und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RELB-S573 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; Phospho-RELB-S573
Art	Mensch
GenID	5971 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q01201
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Eisbeutel