


Phospho-Rpa2-S4/S8 Kaninchen Pab - P15927

Artikelnummer: CM0001088



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen an S4/S8 phosphoryliertes RPA2. Ideal für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes RPA2 und kreuzreagiert mit Ratte. Geeignet für Studien zur DNA-Replikation und Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RPA2-S4/S8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-S4/S8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6118
Gen-ID	6118
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S4 & S8 von humanem RPA2 (NP_002937.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P15927
Protein-Gewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel