


Phospho-Rpb1 Ctd-S2/S5 Kaninchen-Mak - P24928

Artikelnummer: CM0001654



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die Phosphorylierung von RNA-Polymerase-II-CTD Ser2/Ser5 gerichtet ist. Validiert für WB, IP, ChIP, CUT&Tag und ELISA in menschlichen Proben. Ideal für die Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Rpb1 CTD-S2/S5 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A-S2/S5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5430
GenID	5430
Immunogen	Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S2/S5 von humanem POLR2A entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ChIP, CUT&Tag, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P24928
Proteingewicht	217kDa
Versand	Eisbeutel