


Phospho-Rpb1 Ctd-T4 Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P24928

Artikelnummer: CM0001865



Einführung

Phospho-Rpb1 CTD-T4 kaninchenmonoklonaler Antikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit humaner, murine und Ratten-POLR2A (217 kDa). Ideal für Transkriptionsforschung und Studien zu CTD-Modifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Rpb1 CTD-T4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220
Spezies	Mensch
Gen-ID	5430
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T4 des menschlichen POLR2A.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteinmasse	217 kDa
Versand	Eisbeutel