


Phospho-Rps6Ka5-T581 Kaninchen Pab - 075582

Artikelnummer: CM0001492



Einführung

Der Phospho-RPS6KA5-T581 Kaninchen polyklonale Antikörper detektiert spezifisch die phosphorylierte T581-Stelle von humanem RPS6KA5 (MSK1). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für die Untersuchung von Stress- und Mitogen-aktivierten Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-RPS6KA5-T581 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-T581
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	9252
Gen-ID	9252
Immunogen	Synthetisches Peptid, Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T581 von humanem RPS6KA5 (NP_004746.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	075582
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel