


Phospho-S6 Ribosomales Protein (Rps6)-S235 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62753

Artikelnummer: CM0001308



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der RPS6 phosphoryliert an Ser235 bindet. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Signalgebung von Zellwachstum und -proliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-S6 Ribosomales Protein (RPS6)-S235 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomales Protein (RPS6)-S235
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6194
Immunogen	Ein phospho-spezifisches Peptid, das den Resten um S235 von humanem RPS6 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62753
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel