

Phospho-S6 Ribosomales Protein (Rps6)-S235/236 Kaninchen-Mak - P62753

Artikelnummer: CM0000831



Einführung

Phospho-RPS6 (S235/236) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt das 29 kDa phosphorylierte ribosomale Protein S6 in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zellwachstum, Proliferation und translationskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-S6 Ribosomales Protein (RPS6)-S235/236 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomales Protein (RPS6)-S235/236
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6194
Gen-ID	6194
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S235 & S236 des menschlichen S6 ribosomalen Proteins (RPS6) (NP_001001.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62753
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel