

Phospho-S6 Ribosomalprotein (Rps6)-S240/244 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Artikelnummer: CM0000522



Einführung

Phospho-spezifischer monoklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen RPS6 (Ser240/244), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-RPS6. Ideal für mTOR-Signalweg- und Ribosomenbiogenesestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-S6 Ribosomalprotein (RPS6)-S240/244 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomalprotein (RPS6)-S240/244
Spezies	Human
GeneID (human)	6194
GeneID	6194
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S240 & S244 von humanem Phospho-S6 Ribosomalprotein (RPS6) (NP_001001.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62753
Protein-Gewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel