

Phospho-(Ser/Thr) Atm/Atr Substrat Kaninchen Pab

Artikelnummer: CM0000639

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes Ser/Thr in ATM/ATR-Substraten. Validierter Einsatz für Western Blot und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von DNA-Schadenssignalwegen und Zellzyklus-Kontrollpunkten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-(Ser/Thr) ATM/ATR Substrat Kaninchen pAb
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	pan p-S/T
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz mit phosphoryliertem S & T entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
Versand	Eistüte