

Phospho-Sf3B1-T313 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - 075533

Artikelnummer: CM0000800



Einführung

Phospho-SF3B1 (T313) polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-SF3B1 (~146 kDa). Ideal für Forschung zu Spliceosomen und prä-mRNA-Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SF3B1-T313 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MDS; PRP10; Hsh155; PRPF10; SAP155; SF3b155; Phospho-SF3B1-T313
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23451
Gen-ID	23451
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Position T313 des humanen SF3B1 (NP_036565.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75533
Proteingewicht	146 kDa
Versand	Eisbeutel