


Phospho-Shc1-Y427 Kaninchen Pab - P29353

Artikelnummer: CM0001636



Einführung

Phospho-SHC1-Y427 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, reagiert mit humanem und murinem SHC1. Spezifischer Nachweis der Y427-Phosphorylierung für die Untersuchung der SHC1-Signalübertragung, Angiogenese und der Reaktion auf oxidativen Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SHC1-Y427 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHC; SHCA; Phospho-SHC1-Y427
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6464
GeneID	6464
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y427 von humanem SHC1 (NP_892113.4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P29353
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel