

Phospho-Ship1-Y1020 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q92835

Artikelnummer: CM0001928



Einführung

Der Phospho-SHIP1-Y1020 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert phosphoryliertes humanes SHIP1 an Tyrosin 1020 für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung der negativen Regulation von PI3K-Signalwegen in Immun- und hämatopoetischen Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SHIP1-Y1020 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship; Phospho-SHIP1-Y1020
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3635
Gen-ID	3635
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1020 von humanem SHIP1 (NP_001017915.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92835
Protein-Gewicht	133kDa
Versand	Eistasche