


Phospho-Shp2-Y542 Kaninchen Pab - Q06124

Artikelnummer: CM0001522



Einführung

Phospho-SHP2-Y542 Kaninchen pAb detektiert SHP2, das an Tyrosin 542 in humanen, Maus- und Rattenproben phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Essentiell für MAPK-Signalweg- und Krebsforschung. - Q06124

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-SHP2-Y542 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; Phospho-SHP2-Y542
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5781
Gen-ID	5781
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06124
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel