

Phospho-Sirt1-S47 Kaninchen-Mak Für Western Blot Und Elisa - Q96Eb6

Artikelnummer: CM0001125



Einführung

Phospho-SIRT1 (Ser47) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Detektiert menschliches SIRT1 bei ~82 kDa. Ideal zur Untersuchung von NAD-abhängiger Deacetylierung, Stoffwechsel, Apoptose und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SIRT1-S47 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; Phospho-SIRT1-S47
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23411
Gen-ID	23411
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S47 von menschlichem SIRT1 (Q96EB6)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96EB6
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eisbeutel