


Phospho-Smad1-S206 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q15797

Artikelnummer: CM0001085



Einführung

Phospho-Smad1 (Ser206) polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Smad1, das an Serin 206 phosphoryliert ist. Geeignet für Forschung zum BMP-Signalweg und Phosphorylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad1-S206 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Phospho-Smad1-S206
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4086
Gen-ID	4086
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S206 des humanen Smad1 (NP_005891.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15797
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel