


Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15796 / P84022

Artikelnummer: CM0001236



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen doppelt phosphoryliertes Smad2 (S465/467) und Smad3 (S423/425). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum TGF-beta-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4087/4088
Gen-ID	4087/4088
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S465 & S467 des menschlichen Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425SMAD2 (NP_005892.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15796/P84022
Proteingewicht	48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa
Versand	Eisbeutel