

Phospho-Smad2-S465/S467 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q15796

Artikelnummer: CM0000494



Einführung

Phospho-Smad2-S465/S467 polyklonales Kaninchen-Antikörper für WB und ELISA. Zielt auf TGF-beta-aktiviertes Smad2 in menschlichen und Maus-Proben (~52 kDa). Ideal für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad2-S465/S467 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S465/S467
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4087
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S465 & S467 von menschlichem Smad2 (NP_005892.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15796
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel