


Phospho-Smad2-T220 Kaninchen-Pab - Q15796

Artikelnummer: CM0000743



Einführung

Phospho-Smad2-T220 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der endogene SMAD2-Spiegel nur dann erkennt, wenn diese an Threonin 220 phosphoryliert sind. Er ist für WB, IHC-P und ELISA validiert und reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad2-T220 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-T220
Spezies	Mensch
GeneID (human)	4087
GeneID	4087
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T220 von humanem Smad2 (NP_005892.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15796
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku