


Phospho-Smad5 (S463/S465) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99717

Artikelnummer: CM0001901



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Smad5, das an S463/S465 phosphoryliert ist. Validiert für humane Proben in Western Blot und ELISA. Essentiell für BMP-Signalweg-, Entwicklungsbiologie- und Zelldifferenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad5-S463/S465 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S463/S465
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4090
Gen-ID	4090
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S463 & S465 von humanem Smad5 (Q99717).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99717
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistüte