


Phospho-Smad5-S465 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99717

Artikelnummer: CM0001345



Einführung

Phospho-Smad5-S465 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes Smad5, das an Ser465 in humanen, murinen und Rattenproben phosphoryliert ist. Ideal für Studien zur BMP-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Smad5-S465 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Phospho-Smad5-S465
Spezies	Human
GeneID (Human)	4090
GeneID	4090
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S465 von humanem Smad5.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99717
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel