


Phospho-Smc1-S957 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14683

Artikelnummer: CM0001677



Einführung

Phospho-spezifischer SMC1 pS957 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem SMC1A. Ideal zur Untersuchung der Chromosomenkohäsion und DNA-Reparaturwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SMC1-S957 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Phospho-SMC1-S957
Spezies	Mensch
GenID	8243
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S957 von humanem SMC1 (Q14683)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14683
Proteingewicht	143kDa
Versand	Eisbeutel