

Phospho-Smo-S616 Kaninchen-Pak - Q99835

Artikelnummer: CM0000448



Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes Smoothened (SMO) bei Ser616. Validiert für WB, DB und ELISA in menschlichen Proben, ideal für Hedgehog-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SMO-S616 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S616
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6608
GenID	6608
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99835
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel