

Phospho-Sp1 (T739) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blotting - P08047

Artikelnummer: CM0000921



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes Sp1 (Thr739). Validiert für Western Blot in Human, Maus und Ratte. Sp1 ist ein Schlüssel-Transkriptionsfaktor, der Zellwachstum, Apoptose und den zirkadianen Rhythmus reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SP1-T739 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SP1; Phospho-SP1-T739
Spezies	Human
Gen-ID	6667
Immunogen	Ein phospho-spezifisches Peptid, das Regionen um T739 von humanem SP1 entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08047
Protein-Gewicht	81kDa
Versand	Eistasche