


Phospho-Src Family-Y416 Kaninchen-Pab Für Wb Und Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Artikelnummer: CM0000909



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen phosphoryliertes Tyr416 der SRC-Familienkinasen (SRC, FYN, YES1, LYN, HCK, LCK) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Zellsignalübertragung bei Krebs und Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-SRC Family-Y416 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6714/2534/3932/7525/3055/4067
GenID	6714/2534/3932/7525/3055/4067
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y416 der menschlichen SRC-Familie (NP_005408.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel