


Phospho-Src-Y419 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P12931

Artikelnummer: CM0000997



Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Src Tyr419 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA an Proben von Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Src-Kinase-Aktivierung und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-Src-Y419 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASV, SRC1, THC6, c-SRC, p60-Src, Phospho-Src-Y419
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6714
Gen-ID	6714
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y419 des menschlichen SRC (P12931)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P12931
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel