

Phospho-Src-Y529 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12931

Artikelnummer: CM0001685



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Antikörper aus Kaninchen gegen Src an Tyr529, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Src-Kinase-Regulation und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Src-Y529 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Phospho-Src-Y529
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6714
GenID	6714
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12931
Proteinmasse	60 kDa
Versand	Eisbeutel