

Phospho-Stat1-Y701 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P42224

Artikelnummer: CM0000625



Einführung

Phospho-STAT1-Y701 Kaninchen monoklonaler Antikörper zur Detektion von aktiviertem STAT1 im Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-STAT1, das an Tyr701 phosphoryliert ist. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Erforschung von Interferon-Signalwegen, JAK-STAT-Pfaden und antiviralen Antworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT1-Y701 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-Y701
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6772
Gen-ID	6772
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y701 des humanen STAT1 (P42224).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42224
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel