

## Phospho-Stat2-Y690 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P52630

Artikelnummer: CM0001481



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der phosphoryliertes STAT2 bei Tyr690 erkennt. Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Interferon-Signalwegen, antiviralen Antworten und mitochondrialer Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-STAT2-Y690 Kaninchen pAb                                     |
| Bemerkungen/Alias | P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; Phospho-STAT2-Y690            |
| Spezies           | Mensch                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 6773                                                                 |
| Gen-ID            | 6773                                                                 |
| Immunogen         | Synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y690 von menschlichem STAT2 |
| Quelle            | Kaninchen                                                            |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                  |
| SWISS             | P52630                                                               |
| Proteingewicht    | 98kDa                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                            |