

## Phospho-Stat3-S727 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0000534



### Einführung

Phospho-spezifischer kaninchenpolyklonaler Antikörper, der STAT3 erkennt, das an Ser727 phosphoryliert ist. Validiert für Western Blot, IP, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der STAT3-Signalübertragung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Details                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-STAT3-S727 Kaninchen-pAb                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-S727                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID (Mensch)   | 6774                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 6774                                                                                                                      |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid rund um S727 von humanem Phospho-STAT3-S727 (NP_644805.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | P40763                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 88 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |