

Phospho-Stat3-Y705 Kaninchen-Mak Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0000686



Einführung

Hochspezifischer Phospho-STAT3-Y705 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der STAT3-Signalübertragung und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT3-Y705 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6774
GeneID	6774
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y705 von humanem STAT3 (NP_644805.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40763
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel