

Phospho-Stat3-Y705 Kaninchen-Mak - P40763

Artikelnummer: CM0000979



Einführung

Hochwertiger Phospho-STAT3 (Tyr705) monoklonaler Antikörper vom Kaninchen, validiert für WB, IP, ELISA. Spezifisch für humanes STAT3, detektiert Phosphorylierung an der Y705-Aktivierungsstelle. Geeignet für die Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT3-Y705 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Spezies	Mensch
Gen-ID	6774
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y705 von humanem STAT3 (NP_644805.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40763
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel