

Phospho-Stat3-Y705 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0001549



Einführung

Phosphospezifisches polyklonales Kaninchenantikörper gegen an Y705 phosphoryliertes STAT3, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von JAK/STAT-Signalwegen und Immunantwortwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT3-Y705 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; Phospho-STAT3-Y705
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6774
GenID	6774
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40763
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel