


Phospho-Stat5A-Y694 Kaninchen-Mak Für Wb, Ihc-P, Elisa - P42229

Artikelnummer: CM0001136



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen phosphoryliertes STAT5A an Tyr694. Validiert für WB, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der STAT5A-Signalgebung bei Zytokinantworten und Laktation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT5A-Y694 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-Y694
Spezies	Mensch
GeneID	6776
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y694 von humanem Stat5 (P42229).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42229
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel