

Phospho-Stat6-Y641 Kaninchen Pab - P42226

Artikelnummer: CM0001747



Einführung

Phospho-STAT6-Y641 Kaninchen pAb erkennt spezifisch STAT6, das an Y641 phosphoryliert ist. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Untersuchung von IL-4/STAT6-Signalwegen und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STAT6-Y641 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; Phospho-STAT6-Y641
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6778
GenID	6778
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y641 des menschlichen STAT6 (NP_003144.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42226
Proteingewicht	94 kDa
Versand	Eisbeutel