

Phospho-Stathmin 1-S38 Kaninchen Pab - P16949

Artikelnummer: CM0001020

Einführung

Phosphospezifisches Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen Stathmin 1 pS38. Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Mikrotubulidynamik und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Stathmin 1-S38 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Phospho-Stathmin 1-S38
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3925
Gen-ID	3925
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S38 des humanen Stathmin 1 (NP_001138926.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16949
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel