

Phospho-Sting/Tmem173-S365 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - Q3Tbt3

Artikelnummer: CM0001556



Einführung

Phospho-STING/TMEM173-S365 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Detektiert spezifisch Maus-STING, das an Serin 365 phosphoryliert ist, einem kritischen Aktivierungsmarker im angeborenen Immunweg cGAS-STING.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STING/TMEM173-S365 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	340061
GeneID	72512
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um S365 von Maus-STING (NP_082537.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3TBT3
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel