

Phospho-Sting/Tmem173-S365 Kaninchen Pab - Q3Tbt3

Artikelnummer: CM0001312



Einführung

Phospho-STING/TMEM173-S365 Kaninchen pAb erkennt phosphoryliertes Maus-STING an S365 mit Kreuzreaktivität zu humanem STING. Geeignet für WB und ELISA unterstützt dieser Antikörper die Erforschung der angeborenen Immunität und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-STING/TMEM173-S365 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERIS; MPYS; Mita; STING; Tmem173; STING-beta; 2610307O08Rik; Phospho-STING-S365
Spezies	Maus
GeneID (Human)	340061
GeneID	72512
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S365 von Maus-STING (NP_082537.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q3TBT3
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel